

바이오-플루이드



고순도 미네랄 오일 | NSF 등록

웨이콘 바이오 플루이드는 윤활 및 관리를 위해 특별히 개발된 수지나 산을 함유하지 않은 의학적으로 순수한 흰색 오일입니다. 용매가 없고 무취, 무미, 무향이며 발수성이 있는 투명한 오일입니다. 모세관 작용이 뛰어나며 NSA 승인을 받았습니다. 바이오 플루이드는 마찰과 마모를 줄이고 뼈걱거리는 소음을 억제하며 부식을 방지하고 먼지와 녹을 제거합니다. 정밀 메커니즘의 윤활, 보호 및 관리, 생산 및 충전 플랜트용 스프레이 오일, 충전 및 포장 시스템용 윤활유로 사용할 수 있습니다. 가끔씩 기술적으로 불가피하게 식품이나 포장재와 접촉할 수 있는 모든 곳에서 사용할 수 있습니다. WEICON 바이오 플루이드는 식음료 산업, 제약 및 화장품 산업에 적용하기 위해 특별히 개발되었습니다.

처리

바이오 플루이드를 처리할 표면에 떨어뜨리거나 솔질합니다.

보관

원래 포장에 넣어 단단히 닫아 보관하세요. 직사광선을 피해서 보관하세요. 보관 온도는 +50°C를 넘지 않아야 합니다. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 건조한 곳에 보관하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

- 10000365 바이오-플루이드, 5 L, 투명
- 10000366 바이오-플루이드, 10 L, 투명
- 10007622 바이오-플루이드, 1 L, 투명
- 10053514 바이오-플루이드, 28 L, 투명

특성	
특정 속성	를 준수합니다: 순도 등급 DAB10, USDA H1, FDA 규정, FDA 포지티브 리스트
실리콘 프리	예
색상	투명
냄새	거의 무취
점도 지수	110
동점도(40°C)	70 mm ² /s
동점도(100°C)	8 mm ² /s
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
열 매개 변수	
내열 온도	-25°C ~ +120°C

참고: 본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제기할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.